

# PF22/QC22

PF22 peristaltisches Abfüllgerät


**Flexicon**  
Liquid Filling

## Merkmale und Vorteile

- Zum Abfüllen von Volumen von 5 ml bis mehr als 5.000 ml mit einer Genauigkeit von +/- 0,5 %
- Der Fluid-Path kann in weniger als einer Minute gewechselt werden
- Gleichbleibende Abfüllgenauigkeit verhindert kostspieliges Überfüllen
- Keine Schaumbildung, kein Verspritzen oder Tropfen zwischen den Füllvorgängen
- Förderung ohne Kreuzkontaminationen



PF22 – capacity diagram (based on water)




## Technische Eigenschaften

	PF22/QC22
Füllmengenbereich	5-5000 ml
Genauigkeit	±0,5 %
Schutzart	IP31
Stromversorgung	110/230 V Wechselstrom, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	Max 350 W
Gewicht	25 kg
Gewicht	55 lb
Zubehör	Füllnadeln, Schläuche, Füllständer, pneumatisches Düsensystem, Fußschalter, Drucker
Kompatible Schlauchgrößen	3,0-12,5 mm ID

## Werkstoffe

	PF22/QC22
Einbauschränke	Edelstahl AISI 304, Eloxiertes Aluminium
Pumpenkopf-Gehäuse-Assembly	Eloxiertes Aluminium
Pumpenkopf-Druckrolle	Edelstahl 304, Eloxiertes Aluminium

## PF22/QC22 - Abmessungen



Dimensions in mm/inch

Haftungsausschluss: Alle Angaben in diesem Dokument wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Die Watson-Marlow Pumps Group übernimmt jedoch keine Haftung für etwaige Fehler und behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen. WARNUNG: Diese Geräte sind nicht für den Einsatz an Patienten bestimmt. asepticus und Accusil sind eingetragene Marken.

[wmfts.com/global](http://wmfts.com/global)



19 June 2023